

# อย. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเอง

อนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kits : ATK)



## ประโยชน์

ประชาชนสามารถรู้ถึงสถานการณ์การติดเชื้อของตนเองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วขึ้น และให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันก่วงที

มั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

## ประเภทของชุดตรวจ ATK



ตรวจจากการแยงจมูก



ตรวจจากการเก็บสารคัดหลั่งจากน้ำลาย

## ซื้อชุด ATK ได้ที่



สถานพยาบาล



หน่วยงานของรัฐ



ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  
ที่มีเภสัชกร

## หากพบผลเป็นบวก (Positive)

ให้โทรประสานสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วที่สุดในระบบแยกกักที่บ้าน (Home Isolation : HI) หรือแยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) โดยจะมียาที่จ่ายให้กับผู้ป่วยสีเขียวเข้มได้เร็ว ป้องกันไม่ให้เป็นสีเหลืองและสีแดง



ขึ้น 2 ขีด แปลว่าให้ผลบวก (Positive)  
ติดเชื้อโควิด -19

## หากพบเป็นลบ (Negative)

อาจยังไม่ใช้ช่วงเวลาที่ตรวจเจอเชื้อให้รออีก 3 - 5 วัน เพื่อตรวจซ้ำ กรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงที่สูงและต่ำ ควรจะแยกตัวจากคนรอบข้างก่อน



ขึ้น 1 ขีด ที่ตัว C แปลว่าให้ผลลบ (Negative)  
ไม่ติดเชื้อโควิด -19

## ทิ้งชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้วอย่างไร

ชุดตรวจ ATK เป็นขยะติดเชื้อควรนำใส่ถุงพลาสติก แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือใช้แอลกอฮอล์เทลงไปทำให้เชื้อตาย แล้วทิ้งใส่ถุงพลาสติกตามปกติ



หรือ



สามารถตรวจสอบชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ทาง

หรือเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

[https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test\\_kit\\_covid19.aspx](https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx)

